

LABORHITS

Mikroliterpipette LLG-proMLP

Präzise und zuverlässige Pipette

Extrem leichtgängiges und kraftsparendes Pipettieren


- Reproduzierbares Pipettieren
- Extrem leicht und dennoch robust
- Ergonomisch für höchsten Pipettierkomfort
- Integrierte Volumenarretierung ermöglicht fehlerfreies Pipettieren
- Farbcodierung der einzelnen Volumina
- Spitzenabwurfaste* einstellbar für Rechts- und Linkshänder
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °C
- Inklusive individuellem Kalibrierungszertifikat (gemäß EN ISO 8655)



* nicht verfügbar für 5 ml und 10 ml Pipette

Volumen µl	Teilung µl	Richtigkeit Max. Vol. (≤ ± R%)	Präzision Max. Vol. (≤ VK%)	Farbkennung	VE	Bestell Nr.
0,1 ... 2	0,002	1,65	0,75	dunkel orange	1	6.270 420
0,5 ... 10	0,02	1,10	0,44	rot	1	6.270 421
2 ... 20	0,02	1,00	0,33	hell gelb	1	6.270 422
10 ... 100	0,2	0,80	0,17	hell orange	1	6.270 423
20 ... 200	0,2	0,80	0,17	dunkel gelb	1	6.270 424
100 ... 1000	2	0,80	0,17	dunkel blau	1	6.270 425
500 ... 5000	2	0,66	0,18	violett	1	6.270 426
100 ... 10000	20	0,60	0,18	hell blau	1	6.270 427

NEW



LLG-Filterspitzen Low Retention 2.0, PP

Erhältlich in Racks in leicht zu öffnenden Boxen mit farbigen Einsätzen. Kompatibel mit allen gängigen Pipetten-Marken. Verbesserte optische Klarheit und Passform. Farbcodierte Rack-Einsätze zur einfachen Identifizierung. Graduiert, Steril, DNase und RNase frei

Volumen µl	Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.
0,1 ... 10	10 x 96	960	4.668 784
0,1 ... 10*	10 x 96	960	4.668 785
1 ... 20	10 x 96	960	4.668 786
1 ... 100	10 x 96	960	4.668 787
1 ... 200	10 x 96	960	4.668 788
100 ... 1000	8 x 96	768	4.668 789

* Spitze XL

LABORHITS

LLG-Pipettenspitzen *ULTRALOW* Refill-System

- DNase, RNase und pyrogenfrei
- „ULTRALOW Retention“ Pipettenspitzen mit leicht sichtbaren Volumengraduierungen
- Kompatibel mit allen gängigen Pipettenmarken
- Leicht zu bedienendes „Lift-and-Load“ Refill-System
- Refill-Einsätze mit Volumen und LOT-Nr. bedruckt
- Racks geeignet für Automations-Lösungen
- stapelbar und autoklavierbar

Alle LLG-Pipettenspitzen *ULTRALOW* verfügen aufgrund ihrer hydrophoben Innenseite über eine sehr niedrige Flüssigkeitsretention verglichen mit Standard-Pipettenspitzen. So können auch viskose Flüssigkeiten präziser pipettiert werden!

Die Nachfüllpackungen sind einfach in der Anwendung und erlauben ein schnelles Füllen von leeren Racks.

LLG-Pipettenspitzen *ULTRALOW* sind kompatibel mit handelsüblichen Pipetten z.B. LLG-proMLP sowie Pipetten von Gilson, Eppendorf, Brand, Sartorius, Socorex und anderen.



LLG-Pipettenspitzen *ULTRALOW*, im Refill-System

Leeres Rack bitte separat bestellen.

Volumen μl	Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.
10	10 x 96 Spitzen	960	6.283 565
200	10 x 96 Spitzen	960	6.283 568
1250	8 x 96 Spitzen	768	6.283 570



Leere Racks für LLG-Pipettenspitzen *ULTRALOW* Refill-Einsätze

Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.
für 10 μl XL und 200 μl LLG-Pipettenspitzen <i>ULTRALOW</i> Refill-System	5	6.283 566
für 1250 μl LLG-Pipettenspitzen <i>ULTRALOW</i> Refill-System	5	6.283 571



LLG-Pipettenspitzen *ULTRALOW*, im Rack

Volumen μl	Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.
10	10 Racks à 96 Spitzen	960	6.283 567
200	10 Racks à 96 Spitzen	960	6.283 569
1250	8 Racks à 96 Spitzen	768	6.283 572