

LABORHITS

LLG-Pipettenspitzen *ULTRALOW* Refill-System

Ultralow Retention

Einfaches Einsetzen in das Rack ohne Hilfsmittel

Umweltfreundliches Refill-System



- DNase, RNase und pyrogenfrei
- „ULTRALOW Retention“ Pipettenspitzen mit leicht sichtbaren Volumengraduierungen
- Kompatibel mit allen gängigen Pipettenmarken
- Leicht zu bedienendes „Lift-and-Load“ Refill-System
- Refill-Einsätze mit Volumen und LOT-Nr. bedruckt
- Racks geeignet für Automations-Lösungen
- stapelbar und autoklavierbar

Alle LLG-Pipettenspitzen *ULTRALOW* verfügen aufgrund ihrer hydrophoben Innenseite über eine sehr niedrige Flüssigkeitsretention verglichen mit Standard-Pipettenspitzen. So können auch viskose Flüssigkeiten präziser pipettiert werden!

Die Nachfüllpackungen sind einfach in der Anwendung und erlauben ein schnelles Füllen von leeren Racks.

LLG-Pipettenspitzen *ULTRALOW* sind kompatibel mit handelsüblichen Pipetten z.B. LLG-proMLP sowie Pipetten von Gilson, Eppendorf, Brand, Sartorius, Socorex und anderen.

LABORHITS



LLG-Pipettenspitzen *ULTRALOW*, im Refill-System

Leeres Rack bitte separat bestellen.

Volumen μ l	Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.
10	10 x 96 Spitzen	960	6.283 565
200	10 x 96 Spitzen	960	6.283 568
1250	8 x 96 Spitzen	768	6.283 570



Leere Racks für LLG-Pipettenspitzen *ULTRALOW* Refill-Einsätze

Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.
für 10 μ l XL und 200 μ l LLG-Pipettenspitzen <i>ULTRALOW</i> Refill-System	5	6.283 566
für 1250 μ l LLG-Pipettenspitzen <i>ULTRALOW</i> Refill-System	5	6.283 571



LLG-Pipettenspitzen *ULTRALOW*, im Rack

Volumen μ l	Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.
10	10 Racks à 96 Spitzen	960	6.283 567
200	10 Racks à 96 Spitzen	960	6.283 569
1250	8 Racks à 96 Spitzen	768	6.283 572