


LABORHITS

LLG-Timer

Integriertes Schreibfeld



*Bis zu 4
Messungen
gleichzeitig!*

Ideal für Arbeitsplätze mit hohem Geräuschpegel



*Vibrations-,
akustischer
und visueller
Alarm!*

Eigenschaften zu **1** und **2**

- Zählrichtung: aufwärts / abwärts
- Speicher mit zuletzt eingestellten Werten
- Tastenton gibt eine hörbare Bestätigung der Dateneingabe
- Benötigt 2 x AAA Batterien (inklusive)
- Individuell getestet und NIST kalibriert
- Inklusive Kalibrierungszertifikat mit gerätespezifischer Berichtsnummer

Spezifikationen	LLG-Timer mit Beschriftungsfeld 1	LLG-Timer mit 3-fach Alarm 2
	abwischbare Schreibtafel inkl. Marker mit Radiergummi	
Alarm	Akustischer Alarm für jeden Kanal	Vibrations-, akustischer und optischer Alarm unabhängig aus- und zuschaltbar
Kanal	4-Kanal, indiv. einstellbar	1-Kanal
Display	Stunden / Minuten oder Minuten / Sekunden	Stunden / Minuten oder Minuten / Sekunden
Befestigung	mit Standvorrichtung und Magnet zur Befestigung	mit Standvorrichtung und Magnet zur Befestigung
Timer-Genauigkeit	±5 Sekunden/Tag	±5 Sekunden/Tag
Umschaltbare Messkapazität	23 Stunden: 59 Minuten / 59 Sekunden	19 Stunden: 59 Minuten / 99 Minuten: 59 Sekunden
Abmessungen (B x T x H)	114,3 x 25,4 x 88,9 mm	45 x 75 x 20 mm (ohne Clip)
Bestell Nr.	6.266 706	6.266 707

LABORHITS

LLG-Timer

Kurzzeitwecker

einfachste Bedienung



Spezifikationen	3 LLG-Kurzzeitmesser mit Alarm	Kurzzeitwecker mit Alarm 4
	Timer und Stoppuhr	
Laufzeit	von/bis 99 Min. und 59 Sec.	max. 60 min.
Alarm	mit großem Display und Alarmfunktion	Kurzzeitwecker mit Alarm
Befestigung	Mit Magnet, einfach zu befestigen	Zum Hinstellen, Aufhängen und zusätzlich auf der Rückseite 2 Magnete
	Batterie LR 44 inklusive	aufziehbares Vollmetallwerk
Gewicht	ca. 40 g	118 g
Abmessungen	(Ø x H) 54 x 16,5 mm	(B x T x H) 65 x 65 x 35 mm
Bestell Nr.	9.260 150	9.260 020