

LABORHITS

LLG-Serologische Pipetten, Typ 3

**Perfekt geeignet für den Einsatz in
Reinräumen**

**Verpackt in leicht zu öffnender
Plastik-Folie**

**Ideal für sterile Zellkultur-
anwendungen**



Eigenschaften:

- Polystyrol (PS)
- Gestopft
- Pyrogenfrei
- Leicht ablesbare Graduierungen vereinfachen die Flüssigkeitsmessung und -abgabe
- Größeres Fassungsvermögen durch Übergraduierung
- Mit Farbkodierung für leichte Volumenerkennung
- Steril



Volumen ml	Teilung ml	Farbkennung	Negative Graduierung	Menge pro VE	Bestell Nr.
1	0,01	klar	0,3	1000	6.268 099
2	0,01	klar	0,3	1000	6.268 100
5	0,1	blau	2	200	6.268 101
10	0,1	orange	3	500	6.268 102
25	0,2	rot	10	200	6.268 103
50	0,5	violett	10	100	6.268 104