

# LABORHITS

## LLG-uniSTIRRER 7, Komplettsset

Magnetrührer mit „Hot-Anzeige“

Für Temperaturen bis 550 °C!

Rührvolumen bis 20 Liter

### Vorteile:

- Wartungsfreier bürstenloser Motor
- Beheizbare Rührplatte aus Edelstahl mit Keramik überzogen
- Robuste Bauform (Metallgehäuse)
- Hohe Rührkraft bis 20 Liter
- Digitale Einstellung, hintergrundbeleuchtete Anzeige
- RS 232 zur Steuerung des Rührers und Anzeige aller Parameter via PC
- Hohe Sicherheit durch „Hot“ Anzeige für heiße Oberflächen, auch bei ausgeschaltetem Gerät
- Anschluss für PT1000, integrierte Reglerfunktion
- 3 Jahre Garantie

Universalmagnetrührer mit herausragendem Preis-Leistungsverhältnis. Glaskeramikplatte. Mit weiterlaufender Rührfunktion bis die Plattentemperatur unter 50 °C gesunken ist – auch bei ausgeschaltetem Gerät. Integrierte Regelfunktion für exakte Steuerung der Medientemperatur mittels angeschlossener PT1000. Plattengröße 184 x 184 mm. Stativstange rechts und links montierbar.

**Lieferumfang:** Magnetrührer, PT1000, Stativstange und Halter

### Spezifikationen:

**Rührmenge max. (H<sub>2</sub>O):** 20 l  
**Drehzahlbereich:** 100 bis 1500 min<sup>-1</sup>  
**Rührstäbchen:** max. 80 mm  
**Anzeigegenauigkeit:** ±1 min<sup>-1</sup>



Lieferung ohne Erlenmeyerkolben.

<b>Anzeige:</b>	LCD
<b>Aufstellfläche:</b>	184 x 184 mm/Edelstahl mit Keramik überzogen
<b>Zulässige Umgebungstemperatur:</b>	5 °C bis 40 °C
<b>Temperaturbereich:</b>	RT bis 550 °C
<b>Einstellgenauigkeit:</b>	±0,1 °C
<b>Regelgenauigkeit:</b>	±0,2 °C
<b>Heizleistung:</b>	1000 W
<b>Sicherheitstemperatur:</b>	100 °C bis 580 °C
<b>Abmessungen (BxTxH):</b>	215 x 360 x 112 mm
<b>Gewicht:</b>	5,3 kg
<b>Netzanschluss:</b>	200 - 240 V, 50/60 Hz
<b>Schutzklasse:</b>	IP 42

Typ	Bestell-Nr.
uniSTIRRER 7 mit EU-Stecker	6.263 450
uniSTIRRER 7 mit UK-Stecker	6.263 451