

LABORHITS

LLG-uniINCUB 20 und LLG-uniSHAKER 2 Mini-Inkubator und integrierbarer Taumel-Schüttler



- Tragbar, digital, mit Umluftventilator
- Ideal für Hygieneanalysen, Abklatsch- und Dipslide-Tests
- Perfekt für kleine Labore, Universitäten und Schulen

LLG-Mini-Inkubator uniINCUB 20

Der digitale Inkubator LLG-uniINCUB 20 ist bestens für hämatologische und mikrobiologische Anwendungen wie z.B. für die Kultivierung von Kulturschalen zur mikrobiologischen Hygieneanalyse geeignet. Aufgrund seiner kleinen Aufstellfläche und günstigen Preis ist er der perfekte Inkubator für kleine Labore und Lehrinrichtungen. Der LLG-uniINCUB 20 besitzt eine geräumige Innenkammer mit einem Volumen von 20 Litern, wodurch Flaschen bis zu 2 Litern Platz finden. Zusätzlich enthält der Inkubator zwei flexible Einlegeböden zur Vergrößerung der Aufnahmekapazität sowie eine Steckdose. Durch die digitale Temperaturkontrolle entfällt das Messen mit einem externem Thermometer sowie das wiederholte „Feintuning“ mit einem analogen Regler. Optimale Temperaturverteilung im gesamten Nutzraum durch Umluftventilator. Der LLG-Mini-Taumel-schüttler uniSHAKER 2 kann im Innenraum des Inkubators positioniert und betrieben (separat erhältlich).

LLG-Taumelschüttler uniSHAKER 2

Vielseitiger 3D Schüttler mit rutschfester Matte, perfekt für schaumfreies Mischen von Blut in Zentrifugenröhrchen. Geeignet für eine Vielzahl von Röhrchen und Schalen.

Spezifikationen LLG-uniINCUB 20:

Temperaturbereich:	RT +1 °C bis 60 °C
Genauigkeit:	0,5 °C
Temperaturkonstanz:	±1,5 °C
Kapazität:	20 l
Abmessungen, außen (B x T x H):	335 x 370 x 475 mm
Abmessungen, innen (B x T x H):	260 x 235 x 325 mm
Gewicht:	6,5 kg
Netzanschluss:	100-240 V, 50/60 Hz
Garantie:	3 Jahre

Spezifikationen LLG-uniSHAKER 2:

Neigungswinkel:	20°
Drehzahlbereich:	Fest, 20 min ⁻¹
Max. Beladung:	1,6 kg
Abmessungen Plattform (B x T):	152,5 x 202,5 mm
Garantie:	3 Jahre

Typ	Bestell Nr.
LLG-uniINCUB 20 mit EU-Stecker	6.263 570
LLG-uniINCUB 20 mit UK-Stecker	6.263 571
LLG-uniSHAKER 2 mit EU-Stecker	6.263 640
LLG-uniSHAKER 2 mit UK-Stecker	6.263 641