

LABORHITS



**"Heavy Duty"
aber leichter als Glas**

stapelbar



1 LLG-Vakuum-Exsikkator, Polycarbonat

Preiswerte Alternative zu Glasexsikkatoren.

Durchsichtig, leicht, unzerbrechlich, aus Polycarbonat. Durch hochwertigen Silikon O-Ring und Spezialklippverschluss kein Einfetten notwendig. Spezialklippverschluss hält Boden und Deckel auch ohne Vakuum zusammen. Dreiwegehahn zum einfachen Evakuieren, Belüften und Gasaustausch z.B. Inertgas. Hält ein maximales Vakuum von 1 Torr (1,3 mbar; $1,3 \times 10^{-4}$ MPa) für mindestens 72 Stunden.

Auch in braun mit UV-Blockeffekt für lichtempfindliche Substanzen erhältlich.
Lieferumfang: Bodenwanne für Trockenmittel, Einlegeboden, O-Ring und Flanschverschluss.

Typ	Ø außen mm	Höhe mm	Volumen l	Menge pro VE	Bestell Nr.
VDR-20 Vakuum-Exsikkator	242	279	6	1	9.042 751
VDR-20G Vakuum-Exsikkator mit Manometer	242	354	6	1	9.042 753
VDR-25 Vakuum-Exsikkator	308	325	10	1	9.042 755
VDR-25G Vakuum-Exsikkator mit Manometer	308	400	10	1	9.042 757
VDR-30 Vakuum-Exsikkator	385	399	20	1	9.042 759
VDR-30G Vakuum-Exsikkator mit Manometer	385	475	20	1	9.042 761

Trockenperlen: siehe 9.042 543 - 45, 9.042 555 - 58

2 LLG-Vakuum-Exsikkatorschrank, Polycarbonat

Hochwertige und stabile Ausführung aus Polycarbonat. Durchsichtig, leicht, unzerbrechlich und stapelbar. Durch hochwertigen Silikon O-Ring und Klippverschluss kein Einfetten notwendig. Dreiwegehahn zum einfachen Evakuieren, Belüften und Gasaustausch z.B. Inertgas. Hält ein maximales Vakuum von 1 Torr (1,3 mbar; $1,3 \times 10^{-4}$ MPa) für mindestens 72 Stunden, mit eingebautem Manometer.

Auch in braun mit UV-Blockeffekt für lichtempfindliche Substanzen erhältlich.
Lieferumfang: Manometer, Dichtung, 2xEinlegeböden (VDC-11 und VDC-21) bzw. 3xEinlegeböden (VDC-31 und VDC-41) und Bodenwanne für Trocknungsmittel.

Typ	Abmessungen innen (B x T x H) mm	Abmessungen außen (B x T x H) mm	Volumen l	Max. Anzahl Einlegeböden	Menge pro VE	Bestell Nr.
VDC-41	355 x 374 x 445	420 x 397 x 491	45	6	1	9.042 763
VDC-31	355 x 375 x 345	420 x 397 x 381	35	5	1	9.042 765
VDC-21	346 x 365 x 246	420 x 392 x 281	23	4	1	9.042 767
VDC-11	248 x 254 x 238	322 x 285 x 271	11	4	1	9.042 769

Trockenperlen: siehe 9.042 543 - 45, 9.042 555 - 58