

LABORHITS

Universal-Wärmeschrank LLG-uniOVEN 42 und LLG-uniOVEN 110



LLG-uniOVEN 42

NEW

42 Liter oder 110 Liter Volumen

Schnelle und intuitive
Bedienung



LLG-uniOVEN 110

Eigenschaften

- Mikroprozessor-gesteuerter Universal-Wärmeschrank mit forcierter Umluft
- Digitales LED-Display für Temperatur und Zeit
- Zeitschaltuhr für die Programmdauer von 1 Minute bis 99,9 Stunden sowie kontinuierlich
- Zeitschaltuhr für Startprogrammierung von 1 Minute bis 99,9 Stunden
- Akustische und optische Anzeige des Programmes
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturdifferenzen
- Dampfaustrittsöffnung
- Innenraum aus Edelstahl
- Übertemperaturschutz einstellbar bis 300 °C

**GARANTIE
3
JAHRE**

Spezifikationen

Innenraumvolumen: 42 l oder 110 l
Arbeitstemperaturbereich: +5 bis +40 °C
Temperaturbereich: RT +7 °C bis max. 250 °C
Temperaturgenauigkeit: ± 1 °C (bei 70 °C)
Temperaturgleichförmigkeit: ± 2 °C (bei 70 °C)
Max. Feuchtigkeit: 80 %, nicht kondensierend
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Lieferumfang: LLG-uniOVEN 42 oder 110
inkl. 2 Einlegeböden

Typ	Leistungsaufnahme W	Abmessungen innen mm (B x T x H)	Abmessungen außen mm (B x T x H)	Gewicht kg	VE	Bestell Nr.
LLG-uniOVEN 42	850	420 x 280 x 360	705 x 505 x 540	39	1	6.263 670
LLG-uniOVEN 110	1550	500 x 445 x 500	790 x 665 x 680	66	1	6.263 675

LABORHITS

Universal-Wärmeschrank LLG-uniOVEN 150



NEW

LLG-uniOVEN 150

GARANTIE
3
JAHRE

150 Liter Volumen

**Schnelle und intuitive
Bedienung**



Spezifikationen

Innenraumvolumen: 150 l
Arbeitstemperaturbereich: +5 bis +35 °C
Temperaturbereich: RT +10 °C bis max. 300 °C
Temperaturgenauigkeit: ± 0,5 °C (bei 70 °C)
Temperaturgleichförmigkeit: ± 2 °C (bei 70 °C)
Max. Feuchtigkeit: 80 %, nicht kondensierend
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Eigenschaften

- Mikroprozessor-gesteuerter Universal-Wärmeschrank mit forcierter Umluft
- Integriertes Selbstdiagnosesystem
- 5 verschiedene Programme mit je 5 Schritten frei programmierbar
- Controller kann mit Passwort geschützt werden
- Abschließbarer Türgriff
- LED-Anzeige
- Innenraum aus Edelstahl (AISI-304)
- Ventilator-Geschwindigkeit einstellbar
- Hot-Anzeige für Temperaturen über 50 °C
- Übertemperaturschutz einstellbar

Lieferumfang: LLG-uniOVEN 150 inkl. 2 Einlegeböden

Typ	Leistungsaufnahme W	Abmessungen innen mm (B x T x H)	Abmessungen außen mm (B x T x H)	Gewicht kg	VE	Bestell Nr.
LLG-uniOVEN 150, mit EU-Stecker	3000	495 x 440 x 705	700 x 665 x 1010	85	1	6.263 680
LLG-uniOVEN 150, mit UK-Stecker	3000	495 x 440 x 705	700 x 665 x 1010	85	1	6.263 682