

LABORHITS

LLG-pH Meter 5



ph-/mV-/°C-Handmessgerät

pH-Elektrode inklusive

mit SD-Karte



Komplett-Set

Das LLG-pH-Meter 5 ist ein sehr einfach zu bedienendes pH-/mV-/°C-Handmessgerät. Der pH-Wert und die Temperatur können direkt auf die SD-Karte gespeichert werden (Excel-Datei) oder über die RS-232 Schnittstelle direkt vom pH-Meter auf einen PC übertragen werden.

Spezifikationen

Messbereich pH: 0 ... 14,00

Auflösung pH: 0,01

Genauigkeit pH: ± 0,02 + 2d

Umgebungsbedingungen: 0 ... 50 °C, max. 85 % r.F.

Temperaturbereich Elektrode: 0 ... 60 °C

Abmessungen (L x B x H): 177 x 68 x 45 mm

Gewicht: 490 g

Stromversorgung: 6 x 1,5 V AA Batterien /
9 V Netzadapter (optional)

Schutzklasse: IP 51

Garantie: 3 Jahre (1 Jahr auf die Elektrode)

Eigenschaften

- Gelgefüllte pH-Elektrode mit Temperaturfühler und 1 m Kabel
- Automatische Temperaturkompensation (ATC)
- Großes, gut ablesbares LCD-Display
- 3 Punkt Kalibrierung
- BNC-Stecker
- Passend für alle Standard SD-Karten mit 1 bis 16 GB

Lieferumfang: pH-Meter, pH-Elektrode mit Temperaturfühler, Puffer pH 4 und pH 7, 4 GB SD-Karte, Tragekoffer.

Batterien bitte separat bestellen (6 x 1,5 V AA)

Beschreibung	VE	Bestell Nr.
LLG-pH Meter 5, Set mit Elektrode, Temperaturfühler, SD-Karte und Koffer	1	6.263 691
Ersatz-Elektrode + Temperaturfühler	1	6.263 692
Netzkabel	1	6.263 695