

# LABORHITS

## Vortexer LLG-uniTEXER

Ein Aufsatz für eine Vielzahl von Röhren und Gefäßen

Touch oder permanent Betrieb

3 Geschwindigkeiten wählbar



### Eigenschaften

- Touchfunktion für Kurzzeitbetrieb
- Aufsatz abnehmbar und leicht zu reinigen
- Erhöhte Stabilität durch schwingungsdämpfende Gerätefüße aus Elastomer gewährleisten einen ruhigen Betrieb
- Modernes Design
- Robustes Gehäuse aus ABS



### Spezifikationen

**Schüttelbewegung:** kreisend/vortexend

**Orbit:** 3,7 mm

**Drehzahl:** 1000, 2000 und 3000 min<sup>-1</sup>

**Abmessungen (B x T x H):** 173 x 198 x 198 mm

**Gewicht:** 3,8 kg


**Schutzklasse:** IP 20

**Netzanschluss:** 220 V, 50/60 Hz

**Garantie:** 3 Jahre

Typ	VE	Bestell Nr.
LLG-uniTEXER	1	6.261 826

6 verschiedene Röhren Größen, inkl. Standard Mikrotiterplatte



<b>a</b>	Zentralaufsatz
<b>b</b>	1 x Mikrotiterplatte (mit Gummibändern zu fixieren)
<b>c</b>	2 x 50 ml konische Röhren (horizontal platziert)
<b>d</b>	2 x 15 ml konische Röhren (horizontal platziert)
<b>e</b>	2 x 5 ml Röhren (horizontal platziert im selben Aufnahmeplatz wie die 15 ml Röhren)
<b>f</b>	4 x 1,5/2,0 ml Röhren (vertikal platziert)
<b>g</b>	6 x 0,5 ml Mikrolitergefäße (vertikal platziert)
<b>h</b>	24 x 0,2 ml PCR Gefäße (strip tubes) (vertikal platziert)