

LLG-Enghalsflaschen

Sehr stabile Ausführung

Mit Graduierung

Transparent



PP, Heavy Duty, mit Schraubdeckel

Ideal zum Sammeln, Transportieren und Lagern von flüssigen Proben.

Inhalt ml	Ø mm	Gewinde Außen-Ø mm	Höhe mm	VE	Bestell Nr.
4	16,0	13	40	100	6.289 520
8	25,0	19	44	100	6.289 450
30	36,0	19	61	100	6.289 451
60	40,0	19	85	100	6.289 452
125	51,0	23	99	50	6.289 453