

LABORHITS

Mini-Zentrifugen LLG-uniCFUGE 2 und 2/5 & LLG-Zentrifugenröhrchen 5 ml

Kompakt und preiswert

2 Geschwindigkeiten wählbar



LLG-uniCFUGE 2/5
mit Rotor für 5 ml
Röhrchen

LLG-uniCFUGE 2
mit Universalrotor



LABORHITS

Mini-Zentrifugen LLG-uniCFUGE 2 und 2/5

Eigenschaften

- Geschwindigkeit einstellbar auf 4000 min⁻¹ oder 6000 min⁻¹
- Leistungsstarker Motor für schnellen Anlauf
- Schnellstopp bei Öffnung des Deckels

Lieferumfang:

LLG-uniCFUGE 2:

mit **Universal-Rotor** für 6 x 1,5/2,0 ml und 6 x 0,5 ml Zentrifugenröhrchen sowie 2 mal 8 x 0,2 ml PCR-Streifen

LLG-uniCFUGE 2/5:

mit Rotor für 4 x 5 ml Zentrifugenröhrchen

Spezifikationen

Max. RZB: 1200 x g und 2000 x g

Drehzahl: 4000 min⁻¹ und 6000 min⁻¹

Max. Beladung LLG-uniCFUGE 2:

6 x 0,5/1,5/2 ml und 2 x 0,2 ml PCR 8-er Streifen

Max. Beladung LLG-uniCFUGE 2/5:

4 x 5 ml Zentrifugenröhrchen

Abmessungen (Ø x H): 140 x 120 mm

Gewicht: 0,7 kg

Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1 A




Beschreibung	VE	Bestell Nr.
LLG-uniCFUGE 2 mit Universal-Rotor mit EU-Stecker	1	6.263 510
LLG-uniCFUGE 2 mit Universal-Rotor mit UK-Stecker	1	6.263 511
LLG-uniCFUGE 2/5 mit Rotor für 5 ml Röhrchen mit EU-Stecker	1	6.263 515
LLG-uniCFUGE 2/5 mit Rotor für 5 ml Röhrchen mit UK-Stecker	1	6.263 516

LLG-Zentrifugenröhrchen, 5 ml, PP

Eigenschaften

- Max. 25.000 x g geeignet für Hochgeschwindigkeits-Zentrifugation
- Graduierung alle 0,25 ml für einfache Volumenidentifikation
- Flacher, matter Deckel mit großem Beschriftungsfeld
- Autoklavierbar
- RNase und DNase frei



Passen in gängige Rotoren für 15 ml Röhrchen. Die perfekte Lösung für alle Laboranwendungen, wie z.B. Inkubation, Zentrifugation und allgemeine Probenhandhabung im mittleren Volumenbereich bis 5 ml.

Beschreibung	Verpackungsinhalt	VE	Bestell Nr.
Klar	1 Beutel à 250 Stück	250	6.281 113
Farbsortiment grün, gelb, rot, blau	4 Beutel à 50 Stück (je 1 Beutel pro Farbe)	250	6.281 114
Braun	1 Beutel à 250 Stück	250	6.281 115