

LABORHITS

Rotator LLG-uniLOOPMIX 2

**Flexible Beladung
unterschiedlicher Gefäßtypen**

Leicht zu reinigen

Kostengünstig



**Gleich
mitbestellen**



LLG-Zentrifugenröhrchen *ECONOMY*
(6.270 403, 6.270 404, 6.270 405)



Analoger Rotator für schonende und effektive Probenmischung. Bestens geeignet für alle biologischen Proben. Mit leicht wechselbaren Halteklammern, die eine schnelle und einfache Reinigung des Gerätes ermöglichen.

Für maximal 48 x 1,5 ml, 16 x 5 oder 15 ml, 8 x 50 ml Zentrifugenröhrchen. Auch für unterschiedliche Größen gleichzeitig verwendbar, individuell bestückbar.

Lieferumfang:

Rotator inkl. je 12 Klammern
für 2 ml, 15 ml und 50 ml Zentrifugenröhrchen

Spezifikationen

- Schüttelbewegung:** rotierend
- Drehzahl variabel:** 0 - 80 min⁻¹
- Rotationswinkel der Platte:** 360°
- Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz):** 2 kg
- Max. relative Luftfeuchtigkeit:** bis 80 %
- zulässige Umgebungstemperatur:** +5 bis +40 °C
- Motorleistung:** 20 W
- Abmessungen (B x T x H):** 220 x 300 x 310 mm
- Netzanschluss:** 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Schutzklasse:** IP21

Typ	VE	Bestell Nr.
LLG-uniLOOPMIX 2 mit EU-Stecker	1	6.263 665
LLG-uniLOOPMIX 2 mit UK-Stecker	1	6.263 666
Klemme für 2 ml Zentrifugenröhrchen	12	6.263 662
Klemme für 15 ml Zentrifugenröhrchen	12	6.263 663
Klemme für 50 ml Zentrifugenröhrchen	12	6.263 664