

# LABORHITS

## Rollenmischer LLG-uniRoller 6 easy und pro

Zum sanften Mischen von Proben

Max. Drehzahl 70 min<sup>-1</sup>

Einfach zu reinigen



**LLG-uniRoller 6 easy**  
• Analog-Kontrolle  
• Einfach zu verwenden

**NEW**

**LLG-uniRoller 6 pro**  
• LCD Bildschirm  
• Kontinuierlicher oder Timer-Betrieb



Analoger oder digitaler Rollenmischer mit 6 Rollen zum effizienten Mischen von biologischen Proben, viskosen Substanzen und Suspensionen. Wird in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, z. B. zur Verhinderung von Blutgerinnung und Immunpräzipitation.

Spezifikationen	LLG-uniROLLER 6	
	easy	pro
Schüttelbewegung:	rotierend, wippend	
Amplitude:	24 mm	
Drehzahlbereich:	0 ... 70 min <sup>-1</sup>	
Timer:	-	1 ... 1199 min
Max. Beladung:	4 kg	
Umgebungstemperatur:	5 ... 40 °C	
Max. relative Luftfeuchtigkeit:	80 % rel. F.	
Abmessungen (B x T x H):	260 x 450 x 120 mm	
Gewicht:	4,5 kg	5,1 kg
Leistungsaufnahme:	25 W	30 W
Netzanschluss:	100 ... 240 V, 50/60 Hz	
Schutzart:	IP 21	

Typ	Steckertyp	VE	Bestell Nr.
LLG-uniROLLER 6 easy	EU	1	<b>6.263 645</b>
LLG-uniROLLER 6 easy	UK	1	<b>6.263 646</b>
LLG-uniROLLER 6 pro	EU	1	<b>6.263 647</b>
LLG-uniROLLER 6 pro	UK	1	<b>6.263 648</b>