

LABORHITS

LLG-Magnetrührer RCT standard

Inkl. PT 1000 Temperaturfühler

Integrierte Temperaturregelung

Hot plate Anzeige

Eigenschaften

- Exakte Temperatur- und Drehzahleinstellung über Digitalanzeige, auch bei ausgeschalteter Funktion möglich
- Anzeige der eingestellten Sicherheitstemperaturgrenze
- Hot Top Indikator: Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!
- Fehlercodeanzeige bei Störung
- Mit einstellbarem Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur (50 bis 360 °C)
- Sicherheitsmagnetrührer mit Heizung geeignet für den unüberwachten Betrieb
- Geschlossene Bauweise (IP 42)
- Heizplatte aus Aluminium, Ø 135 mm
- Starke Magnetanbindung
- Inkl. Schutzhaube H 98



▲ PT 1000

Spezifikationen

Rührmenge (H₂O): 20 l
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 16/9 W
Drehzahlanzeige: digital
Drehzahlbereich: 50 bis 1.500 min⁻¹
Max. Magnetstab (L x Ø): 80 x 10 mm
Heizleistung: 600 W
Temperaturanzeige: digital
Aufheizgeschwindigkeit: 6,5 K/min
Temperaturbereich: RT bis 310 °C
Einstellgenauigkeit: ±1 K
Regelgenauigkeit: ±2 K

Einstellbarer Sicherheitskreis: 50 bis 360 °C
Temperaturmessfühler im Medium/
Regelgenauigkeit: PT 1000/±1 K
Abmessungen (B x T x H): 160 x 270 x 85 mm
Gewicht: 2,5 kg
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C

Typ	VE	Bestell Nr.
RCT inkl. PT 1000, EU-Stecker	1	9.720 250
RCT inkl. PT 1000, UK-Stecker	1	6.242 087
RCT inkl. PT 1000, CH-Stecker	1	4.008 142