

# LABORHITS

## Mini-Ultraschallreinigungsgerät LLG-uniSONIC 1



**Schnelle und effiziente Reinigung  
ohne chemische Zusätze**

**Sehr einfache  
Handhabung**

Zur komfortablen Reinigung von z.B. Schutzbrillen oder kleineren Laborinstrumenten. Umweltfreundlich, benötigt wird lediglich warmes Wasser. Durch Ultraschall werden Millionen winziger Luftbläschen im Wasser erzeugt, diese erzielen eine schnelle, effiziente und mühelose Reinigung.

#### Spezifikationen

**Gewicht:** 630 g

**Stromanschluss:** 220 - 240 V, 50 Hz

**Maße Gerät ca. (B x T x H):** 200 x 115 x 115 mm

**Maße Tank ca. (B x T x H):** 155 x 80 x 40 mm

#### Eigenschaften

- Sofort einsatzbereit, keine Montage notwendig
- 420 ml Edeltank (max. Füllvolumen 300 ml)
- Automatischer 3-Minuten-Betrieb, kann jederzeit gestoppt werden
- Abnehmbarer Deckel
- 45 kHz Ultraschallfrequenz
- 30 Watt Reinigungsleistung

Typ	VE	Bestell Nr.
LLG-uniSONIC 1	1	6.263 560