

LABORHITS

Mikroliterpipette LLG-proMLP

Präzise und zuverlässige Pipette

Extrem leichtgängiges und kraftsparendes Pipettieren

Eigenschaften

- Reproduzierbares Pipettieren
- Ergonomisch und leicht
- Ergonomisch für höchsten Pipettierkomfort
- Integrierte Volumenarretierung ermöglicht fehlerfreies Pipettieren
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °C
- Inklusive individuellem Kalibrierungszertifikat (gemäß EN ISO 8655)

Die neuen LLG-proMLP Einkanal-Mikroliter pipetten vereinen Präzision und Zuverlässigkeit mit einem äußerst ergonomischen, kraftsparendem Pipettierverhalten – entlastet Hand und Daumen, insbesondere bei häufigen und zeitaufwendigen Pipettieraufgaben. LLG-proMLP Pipetten sind somit ideal geeignet für wissenschaftliche Arbeiten. Die LLG-proMLP Pipetten verfügen über einen verstellbaren Spitzenabwurfmechanismus*, der eine individuelle Einstellung für Rechts- und Linkshänder ermöglicht.

* nicht verfügbar für 5 ml und 10 ml Pipette



**Spitzenabwurfaste einstellbar
für Rechts- und Linkshänder**

Volumen µl	Teilung µl	Richtigkeit Max. Vol. (≤ ± R%)	Präzision Max. Vol. (≤ VK%)	Farbkennung	VE	Bestell Nr.
0,1-2	0,002	1,65	0,75	dunkel orange	1	6.270 420
0,5-10	0,02	1,10	0,44	rot	1	6.270 421
2-20	0,02	1,00	0,33	hell gelb	1	6.270 422
10-100	0,2	0,80	0,17	hell orange	1	6.270 423
20-200	0,2	0,80	0,17	dunkel gelb	1	6.270 424
100-1000	2	0,80	0,17	dunkel blau	1	6.270 425
500-5000	2	0,66	0,18	violett	1	6.270 426
100-10000	20	0,60	0,18	hell blau	1	6.270 427