

# LABORHITS

## LLG-Laborstühle

**Kleiner Preis, große Leistung**

**Integrierte Lendenwirbelstütze**

**Optimale Sitzergonomie**



- Fugenarm dank „Hygienic Design“ für einfache Reinigung und Desinfektion
- Desinfizierbar und chemikalienbeständig
- Sitzhöhenverstellung stufenlos durch Gasfeder
- Permanentkontakt-Rückenlehne
- Rückenlehne verstellbar in Höhe und Neigung
- Kippsicheres, stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz, flache Bauart
- verchromter höhenverstellbarer Fußring

Typ	Material	Sitzhöhenverstellung mm	Beschreibung	VE	Bestell Nr.
<b>1</b> LLG-Laborstuhl	PU-Schaum	440 - 620	Rollen	1	<b>6.287 750</b>
<b>2</b> LLG-Laborstuhl	PU-Schaum	580 - 850	Gleiter, Fußring	1	<b>6.287 751</b>
<b>3</b> LLG-Laborstuhl	PU-Schaum	620 - 890	Sitz-Stop-Rollen, Fußring	1	<b>6.287 752</b>
<b>4</b> LLG-Laborstuhl	Kunstleder	440 - 620	Rollen	1	<b>6.287 753</b>
LLG-Laborstuhl	Kunstleder	580 - 850	Gleiter, Fußring	1	<b>6.287 754</b>
LLG-Laborstuhl	Kunstleder	620 - 890	Sitz-Stop-Rollen, Fußring	1	<b>6.287 755</b>
<b>5</b> Armlehnen *				1	<b>6.287 756</b>

\* Multifunktions-Armlehnen (Paar): Verstellbar in Höhe, Tiefe und Breite sowie schwenkbar.

# LABORHITS

## LLG-Laborhocker



Extra große Sitzfläche

Vielseitig einsetzbar



- Desinfizierbar und chemikalienbeständig
- Sitzpolster wahlweise aus Kunstleder oder mit Soft-Touch-PU-Schaum
- Extra große Sitzfläche zur richtigen Sitzhaltung
- Abgerundete Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln
- Sitzhöhenverstellung stufenlos durch Gasfeder
- Praktische Ringauslösung: Höhenverstellung in jeder Sitzposition
- Kippsicheres, stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz, flache Bauart
- verchromter höhenverstellbarer Fußring

## LLG-Stehhilfen

Praktisch zum Stehen und Sitzen

Extra großes Höhenspektrum

Wave-Sitzoberfläche



- Desinfizierbar und chemikalienbeständig
- Sitz aus Soft-Touch-PU-Schaum
- Geeignet für Sicherheitsklassen S1 und S2 nach der Biostoff-Verordnung, GMP-konform
- Strukturierte Wave-Sitzoberfläche wirkt rutschhemmend und belüftend
- Integrierte Rückenstütze
- geringes Gewicht sorgt für maximale Mobilität und einfaches Handling
- Sitzhöhenverstellung stufenlos durch Gasfeder
- Kippsicheres, stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz, flache Bauart
- verchromter höhenverstellbarer Fußring

Typ	Material	Sitzhöhenverstellung mm	Beschreibung	VE	Bestell Nr.	
1	LLG-Laborhocker	PU-Schaum	460 - 630	Rollen	1	6.287 757
2	LLG-Laborhocker	PU-Schaum	570 - 850	Gleiter, Fußring	1	6.287 759
3	LLG-Laborhocker	Kunstleder	460 - 630	Rollen	1	6.287 758
4	LLG-Laborhocker	Kunstleder	570 - 850	Gleiter, Fußring	1	6.287 760
5	LLG-Stehhilfe	PU-Schaum	510-780	Gleiter	1	6.288 956
6	LLG-Stehhilfe	PU-Schaum	510-780	Gleiter, Fußring	1	6.288 957