


LABORHITS

LLG-pH Pen, pH-Tester



**Ideal für die Messung in
schmalen Gefäßen**

Preiswerter pH-Tester

3-Punkt-Kalibrierung



**Gleich
mitbestellen**

LLG-pH-Pufferlösungen
(9.040 868, 9.040 869, 9.040 871)

Spezifikationen

Messbereich: 0,00 bis 14,00 pH

Genauigkeit: ±0,1 pH

Abmessungen mit Elektrode

(L x B x H): 210 x 36 x 20 mm

Abmessungen Elektrode (Ø x L):

12 x 110 mm

Gewicht: 72 g

Batterie: 2 x 3 V CR2032 Knopfzellen

Schutzklasse: IP65

Garantie: 2 Jahre

Eigenschaften

- Ideal zum Testen von kleinen Flüssigkeitsmengen und in engen Gefäßen
- 3-Punkt-Kalibrierung
- Automatische Temperaturkompensation zwischen 0 °C und 50 °C
- Kein Austrocknen der Elektrode durch mitgeliefertes Aufbewahrungsgefäß

Typ	VE	Bestell Nr.
LLG-pH Pen	1	6.263 690