

# LABORHITS

## Überkopfschüttler LLG-uniROTATOR 2



**Flexible Beladung  
unterschiedlicher Gefäßtypen**

**Leicht zu reinigen**

**Kostengünstig**

**Gleich  
mitbestellen**



LLG-Zentrifugenröhrchen *ECONOMY*  
(6.270 403, 6.270 404, 6.270 405)

Analoger Überkopfschüttler mit vertikaler Drehbewegung für sanftes aber effektives Durchmischen. Ideal für biologische Proben. Geeignet für Trenn- und Mischvorgänge von pulverförmigen und flüssigen Proben in Zentrifugenröhrchen bis 50 ml. Mit leicht wechselbaren Halteklammern, die eine schnelle und einfache Reinigung des Gerätes ermöglichen.

- Kompakte Bauform
- Gehäuse leicht zu reinigen
- Rutschfeste, einstellbare Schraubfüße

**Lieferumfang:**

Überkopfschüttler inkl. je 12 Klammern für 2 ml, 15 ml und 50 ml Röhrchen

**Spezifikationen**

- Schüttelbewegung:** überkopf
- Drehzahl variabel:** 0 - 80 min<sup>-1</sup>
- Rotationswinkel:** 360°
- Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz):** 2 kg
- Motorleistung Aufnahme:** 20 W
- Abmessungen (B x T x H):** 530 x 150 x 190 mm
- Netzanschluss:** 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Schutzklasse:** IP21

| Typ                                  | VE | Bestell Nr.      |
|--------------------------------------|----|------------------|
| LLG-uniROTATOR 2 mit EU-Stecker      | 1  | <b>6.263 660</b> |
| LLG-uniROTATOR 2 mit UK-Stecker      | 1  | <b>6.263 661</b> |
| Klemme für 2 ml Zentrifugenröhrchen  | 12 | <b>6.263 662</b> |
| Klemme für 15 ml Zentrifugenröhrchen | 12 | <b>6.263 663</b> |
| Klemme für 50 ml Zentrifugenröhrchen | 12 | <b>6.263 664</b> |