

LABORHITS

LLG-Laborstühle und -hocker

Mit drehbarem, höhenverstellbarem Sitz

Leichte Reinigung und Desinfektion

Metall-Fünffußgestell



1

LLG-Stuhl PU Standard II plus



2

LLG-Stuhl PU Standard II



3

LLG-Stuhl PU Standard I plus



4

LLG-Hocker PU Spezial plus



5

LLG-Hocker PU Standard plus



6

LLG-Hocker PU Standard

- Gemäß EN 1728, EN 1021-1 und 1021-2, EN 61340-5-1.
- Metall-Fünffußgestell mit Rollen für harte und weiche Böden oder mit Gleiter.
- Verchromter Fußring wie angegeben.

LLG-Stuhl PU:

Neigung und Höhe der Rückenlehne sind einstellbar.
Damit ist immer eine ergonomisch günstige Sitzposition gewährleistet.

Typ	Sitzhöhen- verstellung mm	Beschreibung	Abmessungen Sitz (L x B) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.
1 Stuhl PU Standard II plus	525 - 770	5 Gleiter + Fußring + Armlehnen	440 x 460	1	9.732 200
2 Stuhl PU Standard II	450 - 580	2 x 5 Rollen für harte und weiche Böden	440 x 460	1	9.732 201
3 Stuhl PU Standard I plus	525 - 770	5 Gleiter + Fußring	420 x 400	1	9.732 202
4 Hocker PU Spezial plus	525 - 770	5 Gleiter + Fußring	350 x 300	1	9.732 204
5 Hocker PU Standard plus	525 - 770	5 Gleiter + Fußring	340 x 340	1	9.732 208
6 Hocker PU Standard	425 - 540	2 x 5 Rollen für harte und weiche Böden	340 x 340	1	9.732 209