

LABORHITS

uniPLATESHAKER 1

**Variable Geschwindigkeit
von 300 bis 1800 min⁻¹**

Kühlraum geeignet

Platzsparend

Eigenschaften

- Universelle Passform mit austauschbaren Klammern passend für verschiedene Mikroplatten
- Digitales-Display mit Geschwindigkeits- und Zeitanzeige
- Wartungsfreier bürstenloser DC-Motor
- Schwingdurchmesser von 2 mm für eine gute Durchmischung
- Timer-Einstellung von 1 bis 99 min und Dauerbetrieb möglich
- Schaumaufsatz für 20 x 1,5/2 ml Mikroröhrchen enthalten
- 3 Jahre Garantie



Der LLG-uniPLATESHAKER 1 ist ideal zum automatischen Mischen einer einzelnen Mikroplatte. Durch das kompakte platzsparende Design kann der uniPLATESHAKER 1 auch in Bereichen mit kleinen Arbeitsflächen z.B. in Laborabzügen und Sicherheitswerkbänken verwendet werden.

Spezifikationen

Schüttelbewegung: orbital
Schüttelhub: 2 mm
Drehzahlbereich: 300 - 1800 min⁻¹
Motor: bürstenloser DC-Motor
Timer: 1 - 99 min, unendlich
Leistung: 15 W
Max. Umgebungstemperatur: 4 - 40 °C
Abmessungen (B x T x H): 127 x 85 x 86 mm
Gewicht: 1,4 kg
Netzanschluss: 100 - 230 V, 50/60 Hz

Typ	Bestell Nr.
uniPLATESHAKER 1 mit EU-Stecker	6.263 488
uniPLATESHAKER 1 mit UK-Stecker	6.263 489