

# LABORHITS



**Ergonomischer Soft Grip**

**Farbodierte Volumenerkennung**

## LLG - Mikroliterpipetten, Variables-Volumen

### Ergonomische Form für komfortables Pipettieren

Der innovative Handgriff mit ergonomischem Soft Grip ermöglicht eine Temperaturisolierung der Pipette im Griffbereich, schützt die Pipette vor Erwärmung und sichert, dass Sie die Pipette fest in der Hand halten. Auch mit Handschuhen ist das Einstellen des Volumens sehr einfach und präzise.

### Universelles Ausstoßsystem und maximale Präzision und Genauigkeit

Das Pipettieren mit Überhub erlaubt reverses Pipettieren und garantiert die Volumenabgabe bis zum letzten Tropfen, dadurch werden hohe Genauigkeit und Präzision gewährleistet.

### Leichte Wartung und Kalibrierung

Die Wartung und Kalibrierung erfolgen in wenigen Minuten mit nur einem Werkzeug. (Im Lieferumfang enthalten)

### Farbcodierung der einzelnen Volumina

Für eine schnelle und leichte Erkennbarkeit des Volumens ist der Druckknopf farbcodiert.

### Kontaminationsfreiheit

Die Pipette ist komplett autoklavierbar und sichert somit ein kontaminationsfreies Pipettieren.

### Zufriedenheit garantiert

Jede Pipette wird individuell getestet und zweimal kalibriert (gemäß EN ISO 8655 und DIN 12600). Bescheinigung beiliegend. Seriennummer zur leichten Verfolgung auf der Pipette angebracht.

### Made in Germany, CE zertifiziert.



Mit fixer oder variabler Volumeneinstellung erhältlich.

Volumen µl	Richtigkeit Max. Vol. ≤ ± R%	Präzision Max. Vol. ≤ ± VK%	Farbcodierung	Menge pro VE	Bestell Nr.
0,1 bis 2,5	1,5	0,8	grau	1	9.280 000
0,5 bis 10	1,0	0,5	grau	1	9.280 001
2 bis 20	4,5	1,0	grau	1	9.280 002
10 bis 100	2,8	0,8	gelb	1	9.280 003
20 bis 200	2,5	0,6	gelb	1	9.280 004
100 bis 1000	2,9	0,6	blau	1	9.280 005
500 bis 5000	2,4	0,6	violett	1	9.280 006
1000 bis 10.000*	3,0	0,6	türkis	1	9.280 007

\* 10.000 µl Pipette ohne Spitzenabwerfer