

LABORHITS

LLG-Pipettierhelfer *Plus*

Ergonomisch

für Links- und Rechts-Händer geeignet
gewölbte Bedienungstasten
geringes Gewicht

Sehr genau und zuverlässig

dank Mikroprozessorsteuerung

Ausdauernd

langlebiger Li-Ionen-Akku (bis zu
20 Stunden Betriebsdauer)

Flexibel

regulierbares Ansaugen und Abgeben
5 autoklavierbare Ansatzstücke



Spezifikationen:

- Für 1-100 ml Glas- oder Kunststoffpipetten
- 5 autoklavierbare Ansatzstücke in unterschiedlichen Farben im Lieferumfang enthalten
- Benötigt hydrophobe 0,45 µm-Standardfilter
- Langlebiger, leicht austauschbarer und aufladbarer Akku
- Anzeige des aktuell ausgewählten Modus durch leuchtende LED's: schnell (high) , langsam (low) oder schwer (gravity)
- Genaues und regulierbares Ansaugen und Abgeben
- Beschriftungsfeld zur besseren Identifikation
- Drei 0,45 µm-Standardfilter, Universal-Ladegerät, Tisch- und magnetische Wandhalterung im Lieferumfang enthalten



Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.
LLG-Pipettierhelfer <i>Plus</i>	1	9.281 041
Membranfilter, 0,45 µm, PTFE, unsteril	5	9.281 005