

LABORHITS

LLG-Schutzbrillen Serie

Ihre Augen danken es Ihnen!

basic
perfekte Besucherbrille



classic
ergonomische Passform



classic light
perfekte Passform

NEW!



evolution+
auch getönt erhältlich



blue
komfortabel & modisch

NEW!




lady
schmale Passform



basic

**Perfekter Schutz für Brillenträger
oder als Besucherbrille**



- Geprüft nach EN166 und EN170
- Ideal als Besucherbrille; perfekt als Überbrille für Brillenträger
- integrierter Seitenschutz mit Ventilationssystem
- Uneingeschränkte Seitensicht
- Rahmen aus allergiegetestetem Material
- 100% UV Schutz (bis 380 nm)
- Gewicht: 43 g

Rahmen	LScheibe/Beschichtung	VE	Bestell Nr.
klar	klar, unbeschichtet 2-1.2 U 1 F CE	10	9.006 002

classic

ergonomische Passform



- Geprüft nach EN166 und EN170
- Integrierter Seitenschutz
- Uneingeschränkte Seitensicht
- Rahmen aus allergiegetestetem Material
- Bügel in Länge und Neigung verstellbar
- 100% UV Schutz (bis 380 nm)
- Gewicht: nur 34 g

Colour	Lens	PK	Cat. No.
blue	klar, kratzfest, 2C-1.2 U 1 F CE	1	9.006 001

classic light

perfekte Passform

NEW!



- Geprüft nach EN166 und EN170
- Integrierter Seitenschutz
- Uneingeschränkte Seitensicht
- Rahmen aus allergiegetestetem Material
- Bügel in Länge einstellbar
- 100% UV Schutz (bis 380 nm)
- Gewicht: nur 29 g

Rahmen	Scheibe/Beschichtung	VE	Bestell Nr.
light blue	klar, Anti-Kratz , Anti-Beschlag, 2C-1.2 U 1 FT CE	1	9.006 011

evolution und evolution+

auch getönt erhältlich



- Geprüft nach EN166, EN170 und EN172 für getönte Scheiben
- Umhüllende Panoramascheibe
- Uneingeschränkte Seitensicht
- Rahmen aus allergiegetestetem Material
- Bügel in Länge verstellbar
- Nasensteg und Bügelenden aus weichem, formbarem Material für optimalen Tragekomfort und Anpassung
- Gummierter Augenbrauenschutz für bessere Schlagabsorption
- 100% UV Schutz (bis 400 nm)
- Gewicht: nur 30 g


Typ	Rahmen	Scheibe/Beschichtung	VE	Bestell Nr.
Evolution	schwarz/grün	clear, Anti-Scratch +, Anti-Fog +	1	9.006 010
Evolution+	schwarz/grün	tinted, Anti-Scratch +, Anti-Fog +	1	9.006 000

LABORHITS

blue

komfortabel & modisch

NEW!




- Geprüft nach EN166 und EN170
- Uneingeschränkte Seitensicht
- Rahmen aus allergiegetestetem Material
- Bügel in Länge und Neigung verstellbar
- Weiche, mit Outsert-Technik gefertigte Endstücke
- 100% UV Schutz (bis 380 nm)
- Gewicht: nur 29 g

Rahmen	Scheibe/Beschichtung	VE	Bestell Nr.
blau/silber	klar kratzfest , 2C-1.2 U 1 F CE	1	9.006 012

lady

schmale Passform



- Geprüft nach EN166 und EN 170
- Umhüllende Panoramascheibe
- Uneingeschränkte Seitensicht
- Rahmen aus allergiegetestetem Material
- Bügel mit Gummipolsterung, in Länge und Neigung einstellbar
- Nasensteg und Bügelenden aus weichem, formbarem Material für optimalen Tragekomfort und individuelle Anpassung
- 100% UV Schutz (bis 400 nm)
- Gewicht nur 25 g

Rahmen	Scheibe/Beschichtung	VE	Bestell Nr.
weiß/grün	klar, Anti-Kratz Plus, Anti-Beschlag Plus, 2C-1.2 U 1 FT KN CE	1	9.006 007
weiß/pink	klar, Anti-Kratz Plus, Anti-Beschlag Plus, 2C-1.2 U 1 FT KN CE	1	9.006 008
schwarz/grün	klar, Anti-Kratz , Anti-Beschlag, 2C-1.2 U 1 FT CE	1	9.006 009