



LABORHITS

LLG-Spritzflaschen, mit GHS Aufdruck



- Hergestellt aus PE-LD
- Mit Sicherheitsaufdruck gemäß EU-Vorschrift Nr. 1272/2008 (GHS).
- Einteilige, formstabile Verschlusskappe mit Farbcodierung zur einfachen und schnellen Erkennung.
- Spritzrohr zur Optimierung des Rückflusses des Mediums.
- Dauerhafte Bedruckung mit allen gesetzlich geforderten Kennzeichnungen nach GHS sowie mit der chemischen Summenformel, CAS-Nummer, Gefahrensymbol, Signalwort,
- Gefahren- und Sicherheitshinweise und NFPA-Code.
- Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.



Farbcodierung

Stoffbezeichnung und Sicherheitshinweise mehrsprachig

Bedruckung mit allen gesetzlich geforderten Kennzeichnungen

Spritzrohr zur Optimierung des Rückflusses

Einteilige, formstabile Verschlusskappe mit Farbcodierung zur einfachen und schnellen Erkennung

Aufdruck	Inhalt ml	Menge pro VE	Bestell Nr.
Aceton	500	1	9.223 504
destill. Wasser	500	1	9.223 505
Ethanol	500	1	9.223 506
Isopropanol	500	1	9.223 507
Methanol	500	1	9.223 508

LABORHITS

LLG-Sicherheitsspritzflaschen, mit GHS Aufdruck und Überdruckventil



- Hergestellt aus PE-LD.
- Mit Sicherheitsaufdruck gemäß EU-Vorschrift Nr. 1272/2008 (GHS).
- Patentiertes Überdruckventil DripLok® verhindert das Tropfen der Flasche durch Druckausgleich.
- Feines Spritzrohr für einen präzisen Auslauf.
- Einteilige, formstabile Verschlusskappe mit Farbcodierung zur einfachen und schnellen Erkennung.
- Dauerhafte Bedruckung mit allen gesetzlich geforderten Kennzeichnungen nach GHS sowie mit der chemischen Summenformel, CAS-Nummer, Gefahrensymbol, Signalwort.
- Gefahren- und Sicherheitshinweise und NFPA-Code.
- Stoffbezeichnung und Sicherheitshinweise in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.



Farbcodierung
Deckel + Aufdruck
identische Farbe zur
leichten Erkennung
und Sicherheit
im Labor

Stoffbezeichnung
und Sicherheits-
hinweise
mehrsprachig

Bedruckung mit allen
gesetzlich geforderten
Kennzeichnungen



Feines Spritzrohr für einen
präzisen Auslauf

Einteilige, formstabile
Verschlusskappe mit Farb-
codierung

Patentiertes Überdruck-
ventil DripLok® -
kein Tropfen mehr!

Aufdruck	Inhalt ml	Menge pro VE	Bestell Nr.
Aceton	500	1	9.223 491
Methanol	500	1	9.223 492
Isopropanol	500	1	9.223 493
Ethanol	500	1	9.223 494