

LABORHITS

LLG-Mini-Zentrifuge uniCFUGE 5

Einfaches Umschalten zwischen RPM und RZB Anzeige

Großes LCD Display

Maximal 15.595 x g

Wissenswertes

- Mikroprozessorgesteuerter bürstenloser Motor für Geschwindigkeiten bis zu 15.000 min⁻¹
- Festwinkelrotor mit Deckel aus Aluminium, für 12 x 1,5/2 ml-Gefäße
- Short-Spin Modus mit frei wählbaren RZB und RPM Werten
- Intuitive und benutzerfreundliche Bedienoberfläche
- Integrierte Unwucht-Detektion mit automatischer Abschaltung
- Große Saugfüße für stabilen Stand
- Steuerung über mitgelieferte Software
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang:

- Zentrifuge mit Rotor für 12 x 1,5/2 ml Gefäße, inkl. Deckel
- Netzteil und USB-Kabel
- je 12 Adapter für 0,2 und 0,4/0,5 ml Gefäße
- Software CD
- Benutzerhandbuch

Option: Rotor (Bestell Nr. 6.263 535) für 16 x 0,2 ml Gefäße oder 2 x 8er PCR-Streifen

Typ

- uniCFUGE 5 mit EU-Stecker
- uniCFUGE 5 mit UK-Stecker
- Rotor für 16 x 0,2 ml Gefäße oder 2 x 8er PCR-Streifen



Spezifikationen

- Max. RZB:** 15.595 x g
- Max. Geschwindigkeit:** Variabel von 500 bis 15.000 min⁻¹
- Genauigkeit Geschwindigkeit:** ±100 min⁻¹
- Motor:** Bürstenloser DC-Motor
- Max. Beladung:** 12 x 2 ml PCR Gefäße
- Abmessungen (B x T x H):** 262 x 230 x 131 mm
- Gewicht:** 4 kg
- Netzanschluss:** 100 - 240 V, 50/60 Hz

Bestell Nr.

- | | |
|--|-----------|
| uniCFUGE 5 mit EU-Stecker | 6.263 530 |
| uniCFUGE 5 mit UK-Stecker | 6.263 531 |
| Rotor für 16 x 0,2 ml Gefäße oder 2 x 8er PCR-Streifen | 6.263 535 |