

LABORHITS

NEW!

LLG-uniDISPENS

Ergonomisch

Preiswert

Präzise



3 Jahre Garantie

LLG-uniDISPENS manueller Mehrfachdispenser

Der manuelle Dispenser LLG-uniDISPENS zeichnet sich durch ein ergonomisches Design aus, welches Volumenwahl, Aufzug und Abgabe mit einer Hand ermöglicht. Durch sein geringes Gewicht ist der Dispenser sehr gut für Seriosierungen geeignet. Flexibel können Sie für 12 Tipgrößen und mit 10 Hubeinstellungen aus 120 Dosierprogrammen Ihr gewünschtes Dosiervolumen wählen. Durch das Sichtfenster des manuellen Dispensers behalten Sie alle Einstellungen und Volumina im Blick. Sie können mit dem manuellen Dispenser alle

gängigen Dispenser-Tips verwenden, z. B. PD-Tips[®] von Brand oder Combitips[®], Combitips advanced[®] von Eppendorf[™] sowie Ritips[®] von Ritter. Der manuelle Dispenser wird aus hochwertigen Materialien hergestellt und verfügt über eine hohe Beständigkeit gegenüber vielen Chemikalien. Rein mechanisch aufgebaut und wartungsfrei arbeitend, ist der manuelle Dispenser das zweckmäßige und handliche Gerät für den täglichen Laboreinsatz. Adapter für 25 ml Tips im Lieferumfang enthalten.

LLG-uniDISPENS

Bestell Nr. 9.284 238