

LABORHITS

LLG-uniDISPENS pro

NEW

120 Dosierprogramme

Ergonomisch

Präzise

GARANTIE
3
JAHRE



LLG-uniDISPENS pro manueller Mehrfachdispenser

Das **ergonomische Design** des manuellen Dispensers LLG-uniDISPENS pro ermöglicht Volumenwahl, Aufzug und Abgabe mit einer Hand. Durch sein geringes Gewicht ist der Dispenser sehr gut für Serierendosierungen geeignet. Flexibel können Sie für 12 Tipgrößen und mit 10 Hubeinstellungen aus **120 Dosierprogrammen** Ihr gewünschtes Dosiervolumen wählen. Durch das Sichtfenster des manuellen Dispensers behalten Sie alle Einstellungen und Volumina im Blick. Sie können mit dem manuellen Dispenser **alle gängigen Dispenser-Tips** verwenden, z.B. Ritips[®] von Ritter, PD-Tips[®] von Brand oder Combitips[®] und

Combitips advanced[®] von Eppendorf[™]. Rein mechanisch aufgebaut und wartungsfrei arbeitend, ist der manuelle Dispenser das zweckmäßige und handliche Gerät für den täglichen Laboreinsatz.

Dosiervolumen 1 µl bis 5500 µl.

Lieferumfang:

Mehrfachdispenser inkl. 25 ml Adapte

Typ	VE	Bestell Nr.
LLG-uniDISPENS pro, EU-Stecker	1	9.284 239