

# LABORHITS


## LLG-uniTOPDISPENS

**NEW!**

Exakte und zuverlässige Volumeneinstellung

Ventilblock aus PP für optimalen Schutz des Glas-Dosierzylinders

Präzises Einschleifen für absolute Dichtigkeit



zwei PP-Adapter in GL 40 + GL 45 im Lieferumfang enthalten



Sichtbarer Dosierverlauf

Kein Nachtropfen dank ergonomischer Fingerschutzkappe

**MADE IN GERMANY**

### LLG-Flaschenaufsatz-Dispenser uniTOPDISPENS mit Glaskolben und Klarglaszylinder

Preisgünstiger Flaschen-Aufsatz Dispenser. Erhältlich in 2 Volumina (10 ml und 50 ml). Exakt, zuverlässig und robust. Die qualitativ hochwertige Verarbeitung der Glasbauteile sichert ein präzises Einschleifen des Glaskolbens in den Glaszylinder und dadurch eine sehr gute Dichtigkeit des Systems.

Volumen ml	Teilung ml	Richtigkeit Max. Vol. ( $\leq \pm R\%$ )	Präzision Max. Vol. ( $\leq VK\%$ )	Menge pro VE	Bestell Nr.
2 - 10	0,5	0,6	0,2	1	9.283 806
10 - 50	1,0	0,6	0,2	1	9.283 808